

**Прибор для определения показателя текучести расплава термопласта
серии XNR**



Прибор для определения показателя текучести расплава серии XNR используется для определения массовой скорости течения расплава (MFR), объемной скорости течения расплава (MFV) и плотности расплава термопласта. Аппарат соответствует стандартам GB 3682, ISO 1133, ASTM D 1238, ASTM D 3364, DIN 53735, UNI-5640, JJB878.

Технические характеристики:

Диапазон измерения: 0,01-600,00 г / 10мин (MFR)

0,01-600,00 см / 10мин (MVR)

0,001-9,999 г / см (плотность расплава термопласта)

Диапазон температур: 50-400°C, точность: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ разрешение: $0,01^{\circ}\text{C}$

Внутренний диаметр контейнера: $9,55 \pm 0,025\text{мм}$, длина: 160мм

Диаметр поршня: $9,457 \pm 0,01\text{мм}$, масса: 106 г

Размер отверстия капилляра: внутренний диаметр 2,095мм, длина: $8 \pm 0,025\text{мм}$

Набор грузов: 0,325кг, 1кг, 2,1кг, 3кг, 5кг, 10кг, 12кг, 21,6кг

Точность взвешивания: $\pm 0,5\%$

Расстояние нагрузки вверх и вниз: 30мм, точность $\pm 0,1\text{мм}$

Источник питания: 220В $\pm 10\%$, 50Гц

Мощность нагрева: около 550Вт

Габариты установки: 600×400×500мм

Вес нетто: 85кг

Вес брутто: 120кг

Модели:

Модель	Срез образца	Показатель текучести расплава MFR/MVR	Измерение	Загрузка/выгрузка	Функция печати
XNR-400A	Ручное	MFR/MVR	Авто	Ручная	-
XNR-400B	Ручное/авто	MFR/MVR и плотность расплава	Авто	Ручная	Печать отчета
XNR-400C	Ручное/авто	MFR/MVR и плотность расплава	Авто	Быстрый ход	-
XNR-400D	Ручное/авто	MFR/MVR и плотность расплава	Авто	Быстрый ход	Печать отчета

Упаковка:

Модель	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Без размера упаковки Д×Ш×В (мм)	Размер упаковки Д×Ш×В (мм)	Объем упаковки м ³	Упаковка
XNR-400A	74	110	580×380×630	950×550×820	0,43	1
XNR-400B	85	120	580×380×630	950×550×820	0,43	1
XNR-400C	85	120	580×380×630	950×550×820	0,43	1
XNR-400D	85	120	580×380×630	950×550×820	0,43	1