



**Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**




ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



МИКРОСКОП МИМ-8М

Микроскоп металлографический горизонтальный МИМ-8М предназначен для визуального наблюдения и фото-графирования микроструктуры металлов и других прозрачных объектов в светлом поле при прямом и косом освещении, в темном поле и в поляризованном свете. Визуальное наблюдение на микроскопе производится с помощью монокулярной и бинокулярной насадок. Применяется в металлографических лабораториях научно-исследовательских институтов, промышленных предприятий и высших учебных заведений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличение микроскопа при визуальном наблюдении

Объектив	Увеличение (крат)					При фото- графировании через цифровую камеру
	5x	7x	10x	15x	20x	
Апохроматический F = 15,7; A = 0,30	—	—	150	225	300	215
Апохроматический F = 8,4; A = 0,65	—	—	300	450	600	430
Апохроматический F = 4,3; A = 0,95	—	420	600	900	—	860
Апохроматический F = 2,8; A = 1,30	—	633	900	1350	—	1290
Апохроматический F = 2,8; A = 1,0	450	630	900	1350	—	1290
Параметр						Значение
Увеличение при фотографировании						45-2000
Увеличение бинокулярной насадки АУ-15						2,5
Увеличение лупы						8
Цена деления шкалы, мм						0,002
Габаритные размеры микроскопа, мм						200×1000×650
Вес, кг						155

* Микроскоп, оснащенный персональным компьютером, дает дополнительные технические возможности:
Изображение на мониторе
Возможность распечатки на принтере
Архивирование в памяти ПК
Увеличение без иммерсии до 2000
Увеличение с иммерсией до 5000
Оснащение дополнительной программой автоматизации расшифровки снимков.

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua